



Cryolipolysis Technology Coolplas

Der Vorteil von Cryolipolysis Coolplas

WARUM UNSERE JAHRESZEITEN WÄHLEN

Wir führen andere Kopien

01 Erster Grund

Der beliebteste Weg, um kein Schmerzempfinden zu verlieren, wenn auf dem Markt

02 Zweiter Grund

Spezielles Design für den Griff, keine Schmerzen nach Abschluss der Behandlung

03 Dritter Grund

Mit einer einzigartigen Behandlung können Sie ohne Operation, ohne Betäubung und ohne

04 Vier Gründe

Vier Gründe Es ist erlaubt, 20-30% der Fettschicht zu verlieren.

05 GRUND FÜNF

Sie sind besserer für Patienten. Sie können Musik hören und am Computer arbeiten, wenn die Heilung empfangen wird.

06 GRUND SECHS

Es gibt eine automatische Computer-Vakuumdruckregelung.

Vergleich des Behandlungseffekts



Vor

Vor

Vor

Vor



nach

nach

nach


nach

Prinzip der Kryolipolyse - Coolplas?

Eine Reihe von Methoden zur Lipolyse wurde versucht, einschließlich der Verwendung von Laser-, Ultraschall- und Hochfrequenzström, da die Kryolipolyse unter Kühlung des Gewebes entwickelt wurde und als der effektivste Weg zur Fettreduktion zugelassen wurde.

Diese revolutionäre neue Idee des Auflöserns von Fett, die als wichtiger technologischer Fortschritt bei der Fettreduzierung seit ihrer Verwendung anerkannt ist. Für diejenigen, die Diät halten, regelmäßig Sport treiben, aber dennoch lokales Fett entfernen, ist Cryolipolyse definitiv ein großartiges Geschenk. Für fettintensivste Teile und weniger Teile wie Liebesgriffe (Flanken) und Rücken fett. (Loses Fett über der Hüfte auf beiden Seiten der Taille), Bauch- und Rücken fett, Kryolipolyse kann erstaunliche Ergebnisse erzielen.

Kryolipolyse-Arbeitsweise



Während einer Behandlung

Während einer Behandlung

Nach einer Behandlung



Die Behandlungsbereiche



Coolplas - Intelligentes humanisiertes Design



10,4-Zoll-LCD-Bildschirm, perfekte Bedienungsfreundlichkeit.
3 Behandlunggriff, genaue Behandlungen für alle Teile und alle Arten von Menschen
Präzises Temperatur- und Druckmesssystem - intelligente Regelung, sicher, effizient
8 oder mehr Arten von Sprachen

Proportionalventil - Marke Japan SMC im Vergleich zum normalen Magnetventil niedriger

Ühm und schnellere Reaktion, präzise Steuerung

Pumpen - Marke Japan ULVAC, negativer Wirkungsgrad deutlich verbessert - schneller

Proportional valve : SMC Japan



Vacuum pump : ULVAC Japan



3 Griffstücke zur Auswahl

Unterschiedliche Griffe für unterschiedliche Behandlungsbereiche


Großer Applikator: Hohlraumvolumen: 250 * 45 * 100

Mittlerer Applikator: Hohlraumvolumen: 150 * 45 * 80

Kleiner Applikator: Hohlraumvolumen: 150 * 45 * 60



CoolPlas ist ein Gerät, dessen Betrieb nicht viel Arbeit erfordert. Unsere Kunden waren sehr zufrieden mit den Ergebnissen an Po, Oberschenkel und Liebesgriffen. „Sinco-heren ist eine sehr gute Entscheidung, die wir getroffen haben, um diese neue Technologie in unser Spa zu bringen. Ich kann dir nicht mehr danken!“ - Susine Finlow



Wir sind eine der ersten Kliniken in Thailand, die Fett einfrieren. Die Behandlung ist nicht invasiv und erfordert keine Ausfallzeiten. Unsere Kunden lieben es! Bisher ist es eine der klügsten Entscheidungen, die wir getroffen haben. - Thao Lo



Wir fanden aufrichtig, nachdem wir eine andere Fettgefriermaschine von einer anderen Firma in China logoworden waren, was ein Alptraum war. Das einzige, was ich sagen kann, ist, dass wir das Glück haben, die Coolplas zu bekommen, die gute und vor allem sichere Ergebnisse liefern! Weil die andere Maschine, die wir haben, viele Kunden verbrannt hat. Vielen Dank aufrichtige Gruppe. --Tanya Tha



Spezifikation

Sehr kalte Temperatur	0°C - -8°C
Unterdruckniveau	Level 1-10
Bildschirm	10,4 Zoll berührer Touchscreen
Dauer	1-60min
Kühlsystem	Halbleiterkühlung, Wasserkühlung und Kühlergehäuse
Eintrag	220VAC, 50Hz, 1500VA
Abmessungen	300mm x 400mm x 900mm
Gewicht	30Kg

Verwandte Produkte

Web www.dermalfillers.de

